

## **BEAUTY BODY – IZOMSTIMULÁCIÓS HASKOCKÁSÍTÓ**

### **Használati utasítás**

Az alacsony frekvenciájú kezelésekkor ritmikus és lágy impulzus érezhető.

Az alacsony frekvencia egy speciális elektromosság, amely rendszeres ritmusokkal és leállításokkal jár.

Az alacsony frekvencia használatakor olyan érzés, mintha masszíroznának enyhe nyomás, és csípős érzést kelt.

6 üzemmódból tudunk választani.

Ha a készüléket 12 percig nem használjuk, akkor automatikusan kikapcsol.

#### **Hogyan kell működtetni a készüléket?**

Amikor bekapcsolja a készüléket, akkor az impulzus nagyságának növeléséhez nyomja meg a jobbra mutató gombot, ekkor az első piros fény bekapcsol, és minél erősebb fokozatra akarja beállítani, a piros fények egymás után fognak bekapcsolni 1-4. számig. Lekapcsolásakor a balra mutató gombot nyomja meg, ekkor a 4-1. számig csökken vissza. Az 1-es a leggyengébb a 4-es a legerősebb fokozat. Az erősség beállításához 6 üzemmódból választhatunk.(A-F)

Hogyan kell használni a készüléket

1. Mindig mossa le a testének azt a felületét, ahol a készüléket kívánja használni.
2. Húzza le a betéteket a vinil borításról a megtapadó tasak megfogásával
3. A másik ragasztó gélpárnát a test kívánt részéhez rögzítse (karok, vállak stb.)

#### **Működési folyamat**

1. Vegye ki a készüléket
2. Helyezze a gélpárnákat a test kívánt területeire.
3. Kapcsolja be.
4. Választási mód.
5. Erősség beállítása
6. A működési idő egyenként 12 perc.
7. Kikapcsoláskor nyomja meg az OFF gombot, amíg a lámpa ki nem alszik.

#### **Ajánlott program:**

1. Az alacsony erősségű fokozattal 12 percig használható naponta 2-3 alkalommal, ha hosszú ideig használja, fáradtnak érezheti magát és enyhe fájdalmat érezhet.
2. Vacsora után 30 perccel, és érdemes fürdés után használni.

#### **Használat utáni teendők**

1. A használat után kapcsolja ki.
2. Kérjük, hogy a gélpárnákat távolítsa el.
3. A gélpárnákat helyezze vissza a tartójába.
4. A piszkos részeket nedves, majd száraz törölközővel tisztítsuk meg.
5. Ne tartsa napsütötte, vagy forró hőmérsékletű és párás, nedves, és poros helyen.
6. Gyerektől távol tartandó.
7. Ne érintse meg nedves kézzel az akkumulátort.
8. Ha nem használja hosszabb ideig (több mint 1 hónap) kérjük, különítse el az akkumulátort a gépről, és tárolja más helyen.

#### **Készülék tisztítása és karbantartása**

A piszkos területet és a burkolatot nedves ruhával tisztítsa meg natúr tisztítószerrel, majd törölje át újra száraz ruhával.

Ne tárolja túl magas, vagy túl alacsony hőmérsékleten, vagy nedves helyen a készüléket.

### **Tapadás**

Ha kellemetlen érzést okoz a viselete vagy gyengül tapadása, akkor nedves törülközővel tisztítsa meg, és pillanatok alatt ismét használhatja, de túlságosan ne nedvesítse be.

A gélpárnákat (elektrodákat) ugyanolyan típusú modellre kell cserélni.

### **Elemek cseréje**

1. Nyissa ki a fedelet.
2. Az elemeket + és – pólusoknak megfelelően helyezze be.
3. Zárja le a fedelet.
4. Kapcsolja be a készüléket, és győződjön meg róla, hogy a fények megfelelő erősséggel világítanak.